

酶联免疫法测定CHOK1宿主细胞蛋白

简介

CHO 细胞是一种常见的，并在商业大批量生产原料药经常使用的细胞系。在生产和纯化过程中，CHO 细胞产生的宿主细胞蛋白(HCP)会降低药物的疗效，并产生毒性和免疫反应。因此，需要将 HCP 杂质降低到最低水平。普遍受到大家认可的检测 HCP 水平的方法是酶联免疫法 (ELISA)，与 Western blot 等方法比，该方法灵敏度高，操作简便。

抗 CHOK1 HCP 抗体在山羊中产生，并用 CHOK1 HCP 亲和纯化。特异性的抗体产生流程确保 80% 以上的HCP，包括低分子量和高分子量的种类可以被检测到。因此，该试剂盒可以在工艺开发过程中用于监测 HCP 的移除，以及 QC 产品放行。采用 2D/WB 方法对试剂盒中抗 CHOK1 HCP 抗体对 CHOK1 HCP 标准品的覆盖度进行了表征，并且获得了 80% 的高覆盖率。这种试剂盒是通用的，因为它可以同 CHOK1 HCP 发生特异反应，而不依赖于纯化过程。因此可用于大多数 CHOK1 表达系统的早期或晚期的过程开发和质量控制。然而，如果用户发现试剂盒中的抗体没有较好的 HCP 覆盖度，则需要开发一种工艺特异性的 HCP 检测试剂盒。

该试剂盒用于测定CHOK1细胞系表达的产品中是否存在宿主细胞蛋白杂质。该试剂盒仅供研究和生产使用，不用于人类和动物的诊断。

产品参数

- 检测方法:比色法
- 检测类型:夹心ELISA
- 灵敏度:1ng/ml
- 线性范围:3ng/ml-100ng/ml
- 预计检测用时:2.5小时

实验流程

本方法采用一步酶联免疫 ELISA 法。含有 CHOK1 HCP 的样品可以与 HRP 标记的山羊抗 CHOK1 抗体以及包被在酶标板上抗 CHOK1 抗体同时反应。最终形成一种夹心复合物的固相抗体 -HCP- 标记抗体。通过清洗酶标板可以去除未结合的抗原抗体。向孔中加入 TMB 底物充分反应后，加入终止液后停止显色，用酶标仪读取反应溶液在 450/650nm 处的 OD或吸光值。OD值或吸光值与溶液中的 HCP 含量成正比。因此，可以根据标准曲线计算出溶液中的 HCP浓度。

试剂与材料

序号	组成	货号	浓度	规格	储藏条件
1	CHOK1 HCP 标准品	DNPS030401	0.5 mg/mL	70ul/管	≤-20℃
2	Anti-CHO HCP-HRP	DNPS030402	0.5 mg/mL	60ul/管	≤-20℃, 避光
3	TMB	DNPS030403	NA	12ml/瓶	2-8℃, 避光
4	20*PBST0.05%	DNPS030404	NA	15ml/瓶	2-8℃
5	终止液	DNPS030405	NA	12ml/瓶	RT
6	酶标板封口膜	6050185	NA	3张	RT
7	BSA	DNPS030406	NA	1g	2-8℃
8	高吸附 96 孔预包酶标板	DNPS030407	NA	1块	2-8℃

表 1 试剂盒中主要试剂和耗材

需要但是未提供的设备和材料

耗材/设备	厂家	货号
酶标仪	Molecular Devices	Spectra Max M5, M5e, 或等效设备
恒温混匀仪	Eppendorf	Eppendorf/5355, 或等效设备
漩涡混匀仪	IKA	MS3 Digital, 或等效设备

表 2 需要但是未提供的设备


安全措施

终止液是 2M 硫酸，请小心处理，防止飞溅。

试剂制备

1. PBST0.05%
15ml 20*PBST 0.05%，稀释于 ddH₂O 中，定容至 300ml。
2. 1.0% BSA
将瓶中的 1g BSA 溶于 100ml PBST0.05% 中，充分混匀至完全溶解，2-8℃储存，制备好的稀释缓冲液有效期为 7 天，建议按需配制。

实验流程




管号	原液	浓度(ng/mL)	体积(μL)	1%BSA 体积 (μL)	总体积(μL)	终浓度(ng/mL)
A	CHOK1 HCP 标准品	0.5 mg/mL	10	490	500	10000
B	A	10000	50	450	500	1000
S1	B	1000	50	450	500	100
S2	S1	100	300	100	400	75
S3	S2	75	200	175	375	40
S4	S3	40	150	350	500	12
S5	S4	12	200	200	400	6
S6	S5	6	200	200	400	3
NC	NA	NA	NA	200	200	0
QC	S1	100	50	200	250	20

表 3 QC 和标准品的配置

名称	Anti-CHO HCP-HRP 体积	1%BSA	终浓度
检测液	48 μL of 0.5 mg/mL	11952 μL	2 μg/mL

表 4 检测溶液的制备

标准曲线示例



备注

1. 如果样品中 HCP 的浓度超过标曲的上限，则样品需要在测试前用稀释缓冲液适当稀释。
2. 为避免试验中不好的 CVs，请进行复孔操作。

技术支持

有任何技术问题或技术支持，请联系:marketing@duoningbio.com

Introduction

CHO cells is a common used cell line for production of commercial quantities of a drug substance. Host cell proteins (HCPs) from CHO cells produced in manufacturing and purification process can reduce the efficacy of the therapeutic agent and result in adverse toxic or immunological reactions and thus it is desirable to reduce HCP impurities to the lowest levels. The microtiter plate based immunoenzymetric assay (ELISA) method are conventionally accepted to detect the levels of HCP. Compared with other methods, such as Western blot, this method has a better sensitivity and easy to operate.

The anti-CHOK1 HCP antibodies have been generated in goats and affinity-purified by using CHOK1 HCPs. Proprietary procedures for the antibody generation ensure that over 80% of HCP components including both low molecular weight and high molecular weight species can be detected by the antibodies. Therefore, this kit can be used as a process development tool to monitor the optimal removal of host cell impurities, as well as a QC product release assay. Characterization of coverage of the anti-CHOK1 HCP antibodies in the kit to the CHOK1 HCP standards was performed by using 2D Gel/2D Western blot method, and a high coverage of 80% was obtained.

This kit is “generic” in the sense that it is intended to react with essentially all of the HCPs that could contaminate the product independent of the purification process. Thus it can be used in most CHOK1 based expression system in early or late phase process development and quality control. However, if the antibody in the kit was found having insufficient HCP coverage, a process-specific HCP detection kit has to be developed.

This kit is intended for use in determining the presence of host cell protein impurities in products manufactured by expression in the CHOK cell line. The kit is for Research and Manufacturing use only and is not intended for diagnostic use in humans or animals.

Product Parameters

- detection method: colorimetric method

· Sensitivity: 1ng/ml

· Estimated time of experiment: 2.5h
- Assay type: sandwich ELISA

· Range: 3ng/ml-100ng/ml

Experimental Protocol

A two-step immunoenzymetric ELISA method is used in this assay. Samples containing CHOK1 HCP are reacted simultaneously with a HRP conjugated goat anti-CHOK1 antibody in microplate coated with an affinity purified capture anti-CHOK1 antibody. The immunological reactions result in the formation of a sandwich complex of solid phase antibody-HRP-enzyme labeled antibody. The microplate is washed to remove any unbound materials. The TMB peroxide substrate solution is added to the wells. The color development is stopped, and the optical (OD) or absorbance of the reaction solution at 450 minus 650nm is read on a microplate reader. The OD or Absorbance is proportional to the amount of HCP in the solution. Thus the concentration of HCP in the solution can be calculated according to the standard curve.

Reagents & Materials Provided

S/N	Component	Item number	Concentration	specification	Storage Upon Receipt
1	CHOK1 HCP standard	DNPS030401	0.5 mg/mL	70ul/vial	≤-20°C
2	Anti-CHO HCP-HRP	DNPS030402	0.5 mg/ml	60ul/vial	≤-20°C, protect from light
3	TMB	DNPS030403	NA	12ml/bottle	2-8°C, protect from light
4	20*PBST0.05%	DNPS030404	NA	15ml/bottle	2-8°C
5	Stop solution	DNPS030405	NA	12ml/bottle	RT
6	Microplate sealers	6050185	NA	3 pics	RT
7	BSA	DNPS030406	NA	1g	2-8°C
8	Pre-coating Plates	DNPS030407	NA	1pics	2-8°C

Table 1 Reagents and Materials provided in the kit

Materials & Equipment Required But Not Provided

Materials/Equipment	Manufacture	Catalog
Microplate Reader	Molecular Devices	Spectra Max M5, M5e or equivalent
Thermomixer	Eppendorf	Eppendorf/5355 or equivalent
Vortex mixer	IKA	MS3 Digital or equivalent

Table 2 Equipment required but not provided

Safety precautionionst

The stop solution is 2 M sulfuric acid, be careful and avoid splashing.


Preparation of reagents

1. PBST0.05%

15ml 20 * PBST 0.05%, diluted in ddH₂O, constant volume to 300ml.
2. 1.0% BSA

Dissolve 1g BSA in 100ml PBST 0.05%, mix well until it is completely dissolved, store at 2-8 °C, and the validity of the prepared diluent buffer is 7 days, Adjust the serial dilution schemes accordingly.

Assay Protocol




Tube NO.	Original Solution	Concentration (ng/mL)	Volume (μL)	1%BSA Volume(μL)	Total Volume (μL)	Final Concentration (ng/mL)
A	CHOK1 HCP standard	0.5 mg/mL	10	490	500	10000
B	A	10000	50	450	500	1000
S1	B	1000	50	450	500	100
S2	S1	100	300	100	400	75
S3	S2	75	200	175	375	40
S4	S3	40	150	350	500	12
S5	S4	12	200	200	400	6
S6	S5	6	200	200	400	3
NC	NA	NA	NA	200	200	0
QC	S1	100	50	200	250	20

Table 3 An example for Preparation of Standards and QC

Name	Anti-CHO HCP-HRP Conjugate Volume	1%BSA	Final Concentration
Detection solution	48 μL of 0.5mg/mL	11952μL	2 μg/mL

Table 4 An example for Preparation of Detection solution

Example Standard Curve



Notest

1. If the HCP content in the sample is more than the highest point of standard, the sample should be diluted with the Dilution buffer appropriately before the test.
2. Operate parallel as soon as possible to avoid the poor CVs during the experiment.

Technical Support

Please contact Duoning Biology for any technical questions and supports at: marketing@duoningbio.com